


Twin Peaks by SPINeway PLIF Bullet Shaped



Lumbar cage PLIF Bullet Shaped

Cage lombaire PLIF Bullet Shaped

Caja lumbar PLIF Bullet Shaped



Sonora or Neve

OUTSIDE USA:

sonora : calcium phosphate ceramic granules

neve : hydroxyapatite nanoparticle gel

HORS ÉTATS-UNIS :

sonora : Granules de céramique de calcium phosphate

neve : Gel de nanoparticules d'hydroxyapatite.

FUERA DE EE.UU.:

sonora : Gránulos de cerámica de fosfato de calcio.

neve : Gel de nano partículas de hidroxiapatita

Mont Blanc - Pedicle screw system

Indications for use

Intervertebral body fusion procedures in skeletally mature patients with degenerative disc disease (DDD) of the lumbar spine at one or two contiguous levels from L2-S1.

For more information, please consult the Twin Peaks PLIF BS Surgical technique.

Indications

Interventions de fusion intervertébrale chez des patients dont le squelette a atteint la maturité, souffrant de discopathies dégénératives (DDD) de la colonne vertébrale, à un ou deux niveaux contigus, de L2 à S1.


Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la technique opératoire Twin Peaks PLIF BS.

Indicaciones de uso


Procedimientos de fusión de cuerpos intervertebrales en pacientes con esqueleto maduro que padecen enfermedad discal degenerativa (EDD) en la columna lumbar en uno o dos niveles contiguos de L2 a S1.

Para más informaciones, consulte a la Técnica quirúrgica Twin Peaks PLIF BS.





With rotation feature
Avec la caractéristique de rotation
Con característica de rotación



Twin Peaks PLIF BS lumbar cage Twin Peaks PLIF BS cage lombaire Twin peaks PLIF BS caja lumbar

Length 20

Height	Width	Angle		Rotation
		0°	4°	
7	8	TP1F7200	-	-
8	8	TP1F8200	TP1F8204	-
9	8	TP1F9200	TP1F9204	✓
10	9	TP1F10200	TP1F10204	✓
11	9	TP1F11200	TP1F11204	✓
12	10	TP1F12200	TP1F12204	✓
13	10	TP1F13200*	TP1F13204*	✓
14	10	TP1F14200*	TP1F14204*	✓

Length 25

Height	Width	Angle			Rotation
		0°	4°	8°	
7	8	TP1F7250	-	-	-
8	8	TP1F8250	TP1F8254	-	-
9	8	TP1F9250	TP1F9254	-	✓
10	9	TP1F10250	TP1F10254	TP1F10258	✓
11	9	TP1F11250	TP1F11254	TP1F11258	✓
12	10	TP1F12250	TP1F12254	TP1F12258	✓
13	10	TP1F13250*	TP1F13254*	TP1F13258*	✓
14	10	TP1F14250*	TP1F14254*	TP1F14258*	✓

Materials:

- PEEK OPTIMA® by Invibio®
- Radio-opaque markers: Tantalum.

Matériaux :

- PEEK-OPTIMA® par Invibio®
- Marqueurs radio-opaques : Tantale

Material :

- PEEK OPTIMA® por Invibio®
- Marcadores radiopacos: Tantalio.

All dimensions are measured in millimeter
*On request, delivery time not guaranteed

Toutes les dimensions sont mesurées en millimètres
*Sur demande, délai de livraison non garanti

Las dimensiones se mide en milímetros
*Bajo pedido, plazo de entrega no garantizado

