


Twin Peaks OLIF by SPI



Oblique lumbar interbody fusion cage
Cage de fusion lombaire oblique intersomatique
Caja fusión lumbar intersomática oblicua



Lumbar cage OLIF
Cage lombaire OLIF
Caja lumbar OLIF



Sonora or Neve

OUTSIDE USA:

sonora : calcium phosphate ceramic granules

neve : hydroxyapatite nanoparticle gel

HORS ÉTATS-UNIS :

sonora : Granules de céramique de calcium phosphate

neve : Gel de nanoparticules d'hydroxyapatite.

FUERA DE EE.UU.:

sonora : Gránulos de cerámica de fosfato de calcio.

neve : Gel de nano partículas de hydroxiapatita

Mont Blanc - Pedicle screw system

Indications for use

Intervertebral body fusion procedures in skeletally mature patients with degenerative disc disease (DDD) of the lumbar spine at one or two contiguous levels from L2-S1.

For more information, please consult the Twin Peaks OLIF Surgical technique.

Indications

Interventions de fusion intervertébrale chez des patients dont le squelette a atteint la maturité, souffrant de discopathies dégénératives (DDD) de la colonne vertébrale, à un ou deux niveaux contigus, de L2 à S1.

Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la technique opératoire Twin Peaks OLIF.


Indicaciones de uso

Procedimientos de fusión de cuerpos intervertebrales en pacientes con esqueleto maduro que padecen enfermedad discal degenerativa (EDD) en la columna lumbar en uno o dos niveles contiguos de L2 a S1.


Para más informaciones, consulte a la Técnica quirúrgica Twin Peaks OLIF.



NEWAY



With rotation feature
Avec la caractéristique de rotation
Con característica de rotación



Twin Peaks oblique lumbar cage Twin Peaks cage lombaire oblique Twin peaks caja lumbar oblicua

Length 28

Height	Width	Angle	Rotation
		0°	
7	10	TP107280	-
8	10	TP108280	-
9	10	TP109280	-
10	10	TP1010280	-
11	10	TP1011280	✓
12	10	TP1012280	✓
13	10	TP10113280	✓
14	10	TP1014280*	✓

Length 32

Height	Width	Angle	Rotation
		0°	
7	10	TP107320	-
8	10	TP108320	-
9	10	TP109320	-
10	10	TP1010320	-
11	10	TP1011320	✓
12	10	TP1012320	✓
13	10	TP1013320	✓
14	10	TP1014320*	✓

Materials:
- PEEK OPTIMA® by Invibio®
- Radio-opaque markers: Tantalum.

Matériaux :
- PEEK-OPTIMA® par Invibio®
- Marqueurs radio-opaques : Tantale

Material :
- PEEK OPTIMA® por Invibio®
- Marcadores radiopacos: Tantalio.

All dimensions are measured in millimeter
*On request, delivery time not guaranteed

Toutes les dimensions sont mesurées en millimètres.
*Sur demande, délai de livraison non garanti

Las dimensiones se mide en milímetros
*Bajo pedido, plazo de entrega no garantizado

